



Nimm Adjust AFO

Nimm Adjust är ett nätt och smidigt hjälpmedel som hjälper användare med droppfot tillbaka till ett aktivt liv.

Nimm Adjust lyfter foten direkt efter toe off och användaren slipper oroa sig för att snubbla på hinder såsom mattkanter trösklar eller minsta lilla annan ojämnheter i underlaget

Nätt och smidigt hjälpmedel för droppfotspatienter



Nimm Adjust är tillverkat i äkta läder som är mjukt mot huden och blir bekvämare för varje dags användning, ett par extra kuddar fram mot skenbenet gör ortosen än mer bekväm. Nimm Adjust fästs enkelt runt vristen med kardborrband, konstruktionen är universal så användaren väljer själv om det känns bäst att stänga kardborrebanden utåt eller inåt.

Nimm Adjust kopplas samman med fäst krokarna i skon genom ett elastikgummiband med två integrerade velcroplattor. Hur mycket lyft som önskas kan justeras på två sätt: genom att ändra velcroplattans placering eller genom att flytta krokarna i skon.

När användaren går med Nimm Adjust lyfts foten automatiskt av gummibandet. Nimm Adjust är ett diskret hjälpmedel som passar både barn och vuxna.

NIMM ADJUST



- Nätt och smidigt hjälpmedel för droppfotspatienter
- Lyfter foten direkt efter toe off och användaren slipper oroa sig för att snubbla
- Tillverkat i läder som blir mjukare för varje dags användning
- Ett par kuddar mot skenbenet gör nimm än mer bekväm
- Universal användaren väljer själv om det känns bäst att stänga kardborrebanden utåt eller inåt
- Nimm Adjust passar både barn och vuxna

www.NIMMU.se

Kontakta oss gärna för mer information

Ulf +46 708377481, Matts +46 706288553

info@NIMMU.se





Nimm Adjust AFO

Art.Nr.	Produkt	Storlek	Vä/Hö		
NA2-S	Nimm Adjust	Small/ barn 12-17 cm	Bilateral		
NA2-M	Nimm Adjust	Medium 15-20 cm	Bilateral		
NA2-L	Nimm Adjust	Large 20-27 cm	Bilateral		
NA2-XL	Nimm Adjust	X-Large >26 cm	Bilateral		

Nimm Indoor

Art.Nr.	Produkt	Storlek		
NI3-S	Nimm Indoor	Small/ barn		
NI3-R	Nimm Indoor	Höger		
NI3-L	Nimm Indoor	Vänster		

Nimm Adjust delar

Art.Nr.	Produkt	Storlek	
NAE-S/M	Nimm Adjust Elastikgummiband	S/M 35 CM	
NAE-L/XL	Nimm Adjust Elastikgummiband	L/XL 40 CM	
NSH	Nimm S-krokar NSH/ par		
NPH	Nimm plastkrok / st		