



Nimm Indoor

Nätt och smidigt hjälpmedel för droppfotspatienter

Många droppfotspatienter vill ibland kunna gå barfota inte minst inomhus. Nimm Indoor gör det möjligt.

Nimm Indoor är en separat del som ska användas tillsammans med Nimm Regular eller Nimm Adjust.

Nimm Indoor består av en mjuk slitstark lädermanschett med två plastkrokar, krokarna är placerade långt fram för större lyftförmåga. Insidan har en friktionsdel som förhindrar att läderdelen glider och samtidigt ger ökad komfort.

För detaljer om ankeldelen – se Nimm Regular och Nimm Adjust.



Nimm Indoor NI3

NIMM INDOOR



- Nätt och smidigt hjälpmedel för droppfotspatienter
- Tillverkat i läder som blir mjukare för varje dags användning
- Nimm Indoor gör det möjligt att gå barfota
- Nimm Indoor passar både barn och vuxna

Art.Nr.	Produkt	Storlek		
NI3-S	Nimm Indoor	Small/ barn		
NI3-R	Nimm Indoor	Höger		
NI3-L	Nimm Indoor	Vänster		

www.NIMMU.se

Kontakta oss gärna för mer information

Ulf +46 708377481, Matts +46 706288553

info@NIMMU.se

